

ラパトレーニングバインダー

モバイル腹腔鏡トレーニングツール

iPad、iPhone、タブレットで場所を選ばずにトレーニングができます

テレビやビデオカメラは不要です。収納時はバインダーとして、カバンや本棚に収納できます。「フラットポジション」「スタンドポジション」の2通りの置き方で様々なアクセスが可能です。手術前のウォームアップやミニマム創手術の練習にも使用可能です。



「フラットポジション」では、タブレットのセット向きに応じて様々なアクセスが可能です。「スタンドポジション」では、より臨床に近い角度でアクセス可能です。低い位置のアクセス穴を使用すれば、座ったままでもトレーニング可能です。



縫合、結紮、吻合の練習には、装着したままで収納も可能な「トレパッド渦巻」や「トレパッドパイプ」をお使い頂くと便利です。(別売品)

位置決めブッシュ(白ゴム栓)は、どの穴にも移動可能ですので、お手持ちのタブレットに合わせてお好きな位置で御使用下さい。

上部からの明かりが遮られて暗い場合、別売の「LEDクリップライト」の使用をお奨めします。

※ 鉗子、持針器、タブレット等は付属していません。別途御用意下さい。

税抜定価 33,000 円

収納サイズ : 255mm x 315mm x 55mm / 重量 : 1.3kg

実用新案登録番号 第 3189531 号 考案・監修 PL 病院泌尿器科 青山真人

ご購入は、ネットショップ「腹腔鏡トレーニングボックスのお店」(www.tech-kg-shop.com) 又は、各販売店様にお問い合わせください。

製造・販売元

KOTOBUKI Medical 株式会社

〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚 190-2 TEL:048-951-5211 FAX:050-3588-1032 Email:info@kotobukimedical.com

KOTOBUKI
Medical
Training
Tools